

Big-Grip™

ENGLISH

- Silicone coating protects teeth from forceful biting.
- Large handle is helpful for persons with weak grasp, or limited hand coordination.
- Special twist in shaft allows adjustments to any angle.
- BPA, phthalate, and PVC free.

FRANÇAIS

- Le revêtement en silicone protège les dents contre les morsures en force.
- Le gros manche est utile pour les personnes ayant une prise faible ou une coordination limitée de la main.
- Une courbe spéciale de la tige permet de l'adapter à n'importe quel angle.
- Sans BPA, phthalate ou PVC.

ESPAÑOL

- El revestimiento de silicona protege los dientes de una mordida forzada.
- El mango grande es útil para las personas que tienen poca fuerza de agarre o una coordinación limitada de la mano.
- El giro especial del eje permite realizar ajustes en cualquier ángulo.
- No contiene BPA, ftalato ni PVC.

DEUTSCH

- Die Silikonbeschichtung schützt die Zähne bei zu festem Zubeißen.
- Der große Griff ist hilfreich für Personen mit schwacher Greifkraft oder eingeschränkter Handkoordination.
- Durch den speziellen Drall des Schafts lässt sich jeder beliebige Winkel erzielen.
- Frei von BPA, Phthalaten und PVC.

ITALIANO

- Il rivestimento in silicone protegge i denti dall'addentare in modo energico.
- L'impugnatura grande è utile per le persone che hanno una presa debole o limitata coordinazione delle mani.
- Lo speciale stelo ruotabile ne consente la regolazione a qualsiasi angolazione.
- Non contiene BPA, ftalati o PVC.

INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L'USO



1. Hold handle firmly.
1. Tenez fermement le manche.
1. Sujete firmemente el mango.
1. Den Griff fest fassen.
1. Afferrare saldamente l'impugnatura.



2. Bend metal shaft to adjust to left or right angle. Bend one time only.
2. Pliez la tige en métal pour ajuster l'angle à gauche ou à droite. Ne plier qu'une fois.
2. Doble el eje metálico para ajustar al ángulo izquierdo o derecho. Doblar solo una vez.
2. Den Metallschaft durch Biegen nach rechts oder links abwinkeln. Nur einmal biegen.
2. Piegare lo stelo metallico per regolarlo a un angolo destro o sinistro. Piegare una sola volta.



3. Do not make sharp bends.
3. Ne tordez pas en courbes serrées.
3. No realice giros bruscos.
3. Scharfe Biegungen vermeiden.
3. Non piegare eccessivamente.

